

MAGE 計算アプリを使用するための Microsoft Access 設定について

2020/09/09


京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学

MAGE 計算アプリを使用する前に必ず Microsoft Access の設定を行ってください。

設定を行わないとエラーが発生する場合があります。


(※手順書の画像は Access2016 ですが他のバージョンの Access でもほぼ同様です。)

1. Windows のスタートメニューから Access を起動する。



2. データベースファイルを新規作成する。

このデータベースファイルは設定完了後に削除するのでファイル名は何でもよい。



3. リボンの「ファイル」をクリックする。




4. 「オプション」をクリックする。



5. Access のオプション画面が開く。


6. 画面左側の「セキュリティセンター」をクリックする。

7. 画面右側の「セキュリティセンターの設定」をクリックする。




8. 「セキュリティセンター」の画面が開くので「信頼できる場所」をクリックする。

9. 「新しい場所の追加」をクリックし、アプリを配置する場所を追加する。



1 0. 次に「マクロの設定」をクリックする。

1 1. 「すべてのマクロを有効にする」を選択する。



1 2. 「OK」をクリックして「セキュリティセンター」を閉じる。

1 3. さらに「OK」を押して「Access のオプション」を閉じる。

1 4. Access を終了する。

1 5. この設定用に作成したデータベースファイルを削除する。

以上